



Ionic Cleanse. Dette apparatet kan betjene 1 bruker. Apparatet må kun brukes på 220v, og skal kobles på strømmett med overspenningsvern. (mot lyn-nedslag)

Leveringsomfang i kofferten: Varmebelte. Maskin, armbånd. strømledning og en koil (forbruksvare) Engelsk brukermanual. Norsk brukerveiledning.

1 INFRARØDT BELTE. Maskinen leveres med FIR varmebelte. (Fir = Usynlige **lysbølger med samme bølgelengde som sola.**) FIR kan bl.a. hjelpe for avgiftning, cellulitter, figurforming og skaper bedre blodsirkulasjon som følge av varmen som

oppstår fra friksjonen i Cellene. Dette kan lindre smerte og fjerne betennelser i kroppen. Vannmolekylene blir løst opp og regenereres, men da i en mindre størrelse. Dette gjør at vannet kan gå lettere gjennom cellemembranens *vannkanaler (Aquaporiner)*. (Alle celler har en vannkanal som også blir brukt av Ioner. Kalles Ion kanal. Nobel Pris i kjemi 2003)

Oppsett: Skaff deg oversikt ved å sette opp apparatet. Det skal kobles til en kolbe (spiral) som må stå i vannet sammen med bena, og ett armbånd på fronten. Pluss eventuelt belte, bak på maskinen, som du kan bruke hvor du vil på kroppen.

Antistatisk kontakt Armbånd: Må brukes. Armbåndet gjør maskinen mer effektivt ved at du kan sette dette på overkroppen der vi har de aller viktigste organene. Det gjør kroppen til en leder og ionene går gjennom kroppen og mot den aktive polen som står i vannet. Ta eventuelt en dråpe vann fra baljen dersom du er tørr på huden.

Varmebeltet: På toppen av fronten på maskinen kan du aktivere beltet og styre varmen i beltet ved å velge Lav, Medium eller Høy styrke. On/Off Knapp. Det er **3** forskjellige styrker.

Balje: Husk at du løser opp ca 1/2TS salt (når sonden er ny) i varmt vann før behandlingen. Dersom du tar i for meget salt vil maskinen slutte å produsere ioner fordi effekten (AMP) blir for høy. Ta da i mer vann. 6-7 cm i baljen for å dekke sonden. Jodsalt kan ha flere positive sider. Det sies at Maldon salt eller havsalt er bedre. Salt er og nødvendig for å heve energien i vannet, og Jod kan vise farge i vannet. Ut fra hvilke område i kroppen detox jobbet. Se på engelsk bruksanvisning. Bruk havsalt eller Jod salt fra vanlig butikk. **Ha god lufting.** Unngå å puste inn dampen, da bl.a. salt kan brukes som brekkmiddel og pga flyktige tungmetaller som f.eks kvikksølv. Drikk gjerne vann før og etter. Har du lavt blodsukker, spis litt før behandlingen.

Detoxmaskinen. På fronten kan du nå trykke start når du er koblet til og ønsker å sette i gang behandlingen.

Apparatets arbeidsmetoder:

Mode 1 er vanlig for de fleste mennesker, for å fjerne syre og tungmetaller (amalgam rester osv) og heve PH i kroppen.

[1]. Default mode. 70%+(30%-)Fjerner syre og tungmetaller, øker PH nivået. Mest vanlig og populær. Kan brukes av alle mennesker.

[2]. Bare positive Ioner, fjerner syre og hever PH i kroppen.

[3]. (100%- negative) Fjerner tungmetaller. Hever PH.

[4]. (15+)(10-)(5+) Fjerner syre og tungmetaller, øker PH nivået, kan benyttes av alle.

[5]. (10-)(15+)(-5) Fjerner tungmetaller og syre, beholder PH nivå, passer for alle.

HUSK: Brukeren må ha bena i vannet sammen med sonden, og må ha på magnet armbånd. Velg eventuelt Mode. Eller Trykk Start og maskinen starter i Mode 1. Som er mest brukt. 70%+ ioner og 30%-ioner

Apparatet kan variere effekten noe i overgangene. Og effekten blir ikke for høy 2.4 A.

Bruk eventuelt vedlagt Skjema når du tar behandling på andre:

Husk endelig at, barn under 8, gravide og folk med elektriske implantater som pacemakere ikke skal benytte maskinen. Kopier ev, opp og bruk skjemaet på ev, klienter. Transplanterte har organer fra andre personer. Det sies at folk har forskjellig spenning og bio ressonans i kroppen. Maskinen skal i følge bruksanvisningen ikke brukes av transplanterte. Har man sår på føttene så vent med å bruke detox til det er grodd. Man kan da ha hendene i badet isteden. Dette hjelper siden huden er kroppens største sammenhengende organ.

Tips:

Drikk gjerne litt vann før og etter behandlingen.

Detoxmaskinen dobler kroppens evne til å kvitte seg med slagstoffer, for eksempel etter medisiner (kan fjerne cellegift etter kreftkurer på halve tiden) er også veldig effektiv etter operasjoner (når sårvev er grodd). Fjerner misfarging i hud raskt osv. Restituer kroppen raskere. Husk at avfall fra kroppen er vanskelig å vaske vekk (som i dusjen), imens det som oppstår kjemisk i vannet og fra saltet er enkelt å vaske vekk. Bruk baljeposer for å hindre at baljen blir skitten.

Vask bena etter behandling, da toxiner kan trekke seg inn gjennom huden igjen. Hver % teller.

Har du mye kalk i vannet, trenger du mindre salt. (Vannets ledningsevne er høyere.) Har du et rensset vann trenger du mer salt. Størrelsen på baljen? Prøv deg frem med salt og se på verdien du får i displayet. A

Feilsøking.

Dersom du ikke får frem 15V og en energi på A, som viser ampere (opp til 2,4) så er det mest trolig at du ikke har kontakt mellom fotbadet og kroppen. Eller at du bruker for mye salt og maskinen kutter ut over 2,4 amp.(sikkerhet)

Det kan være at:

Kolben er utslitt. Brudd på lederen. Se om det kommer hvite små prikker/bobler (ioner) ved kolben.

Armbåndet er ikke skikkelig stramt eller at man er tørr i huden. Eller brudd/utslitt. Vanntesten. En dråpe vann på huden.

Eller at man ikke har bena i baljen. Ikke har skrudd på apparatet. Varmebeltet styres fra toppen. Og detox i fronten.

Support: Bare ring hvis du trenger support! Helst før 20.00 på virkedager.

|| Telefon 932 92 113 || Lest om [Acidose?](#)

Bluefront 2008 || www.bluefront.no || www.detox-spa.no || www.rorlegen.no || **God detox!**